




C-VAC TORNADO™ Elektrochirurgischer Handgriff mit Rauchgasabsaugung



CIMPAX® C-VAC TORNADO™
Elektrochirurgischer Handgriff mit Rauchgasabsaugung
Latex, Blei, PVC und Phthalat frei

CIMPAX® C-VAC TORNADO™ die ultimative Kombination von Elektrochirurgie und der Entfernung von gesundheitsgefährdendem Rauch, in einem Instrument. Der Handgriff hat ein einzigartiges Dreiecksdesign, welches mit der Silikon-Beschichtung dem Chirurgen einen perfekten, ergonomischen und sicheren Halt bietet. Die äußerst weichen Bedienungsschalter bieten dem Chirurgen höchsten Komfort, bedingt durch den spürbaren Klickmechanismus. Da der C-VAC TORNADO™ Latex, Blei, PVC und Phthalat frei ist, können Sie ohne Bedenken über Ihre eigene Gesundheit, die Ihrer Kollegen, die Ihrer Patienten oder der Schädigung der Umwelt, chirurgische Eingriffe durchführen.

- Einzigartiges Dreiecksdesign von der Spitze bis zum Ende
- Äußerst weiche Bedienungsschalter für besseren Komfort
- Transparente Spitze für klare Sicht auf die Elektrode
- Maximal sicherer Halt durch Silikon-Beschichtung
- Latex, Blei, PVC und Phthalat frei
- Flexibles Schlauchsystem mit integriertem ESU Kabel



Bestellangaben

C-VAC TORNADO™ beinhaltet Rauch-Absaugungs-Handgriff, 4 Meter Blei, PVC und Phthalat freies ESU Kabel mit US-3-Pin Anschluss und 3 Meter PVC und Phthalat freies Schlauchsystem kombiniert mit 22/15/9,5mm Konnektor. Einmal-Instrument.

Mit 70mm Standard Messerelektrode

Ref. C31-19-001

Mit 70mm beschichteter Messerelektrode

Ref. C31-19-101

Verpackung: Box mit 10 Stück, steril

Verlängerung, box mit 25 Stück, steril

Ref. C31-15-145


CIMPAX®
Lille Pilevang 4
3550 Slangerup
Denmark

Tel.: +45 55 380 381
Fax: +45 55 380 382
www.cimpax.com
CVR/VAT: DK31363799

Vertrieb in Deutschland durch:


VeriMed®
Vertrieb innovativer
Medizintechnik

Moorwiese 10
32549 Bad Oeynhausen
Tel.: 05731 - 2590399
Fax: 05731 - 2590398
Email: buero@veri-med.de
www.veri-med.de