

LocaMed Ligaturclips

Sicherheit ohne Kompromisse



LOCAMED LIGATURCLIPS

SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

APPLIKATIONS-INSTRUMENT

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
APPLIERM	Laparoskopisches Instrument für Medium Polymer Clip	1 Stck/VE
APPLIERML	Laparoskopisches Instrument für Medium/Large Polymer Clip	1 Stck/VE
APPLIERL	Laparoskopisches Instrument für Large Polymer Clip	1 Stck/VE
APPLIERXL	Laparoskopisches Instrument für Extra Large Polymer Clip	1 Stck/VE

APPLIKATIONS-INSTRUMENT (TEILBAR)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
APPLIERM3	Laparoskopisches Instrument für Medium Polymer Clip	1 Stck/VE
APPLIERML3	Laparoskopisches Instrument für Medium/Large Polymer Clip	1 Stck/VE
APPLIERL3	Laparoskopisches Instrument für Large Polymer Clip	1 Stck/VE
APPLIERXL3	Laparoskopisches Instrument für Extra Large Polymer Clip	1 Stck/VE

DIE ANLEGEZANGE

PRÄZISIONS-NABENVERBINDUNG
für maximale Sicherheit

GEBOGENES DESIGN
Ermöglicht Umfassen zusätzlichen
Gewebes


BEWEGLICHES GELENK
für flexibles Öffnen und Schließen

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT
des LocaMed Polymers verhindert
Infektionen

INTEGRIERTE ZÄHNE
verhindern ein Abrutschen

DURCHDRINGUNGSMECHANISMUS
1 x 2 Dorne für effektiven Verschluss

FÜHL- UND HÖRBARES EINRASTEN
bestätigt den ordnungsgemäßen
Verschluss des LocaMed Ligaturclips



DIE CLIPBANK

- Müheloses laden mit praktischen Klebestreifen
- Die Clipbank ermöglicht müheloses und präzises Laden und verbessert so die Effizienz des Eingriffes.
- Der Clip rastet hörbar und fühlbar ein
- Die Farbcodierung des Magazins entspricht der Farbcodierung der Zange
- Jedes Magazin enthält 6 Clips

POLYMER CLIP

Artikel-Nr.	Beschreibungw	Menge
LMM001	Medium Polymer Ligatur Clip (6 Clip/Magazin)	14 Stück/VE
LMM002	Medium/Large Polymer Ligatur Clip (6 Clip/Magazin)	14 Stück/VE
LML003	Large Polymer Ligatur Clip (6 Clip/Magazin)	14 Stück/VE
LMLXL004	Extra Large Polymer Ligatur Clip (6 Clip/Magazin)	14 Stück/VE

- Nicht resorbierbare Clips
- Selbstführender Verschluss
- Integrierter Verschlusshaken
- Präzisionsvorsprünge
- Bewegliches Scharnier
- Lange Haltbarkeit der Clips
- Kein Gewebetrauma durch Clip
- Kein Gewebe abrutschen
- Applikator mit spürbarem Verschluss
- Kein Überverschluss

REINIGUNG

- Dank des speziellen Designs ist der Verschluss des Clip bei der Applikation deutlich spürbar
- Die Zangen für die offene Chirurgie sind in gebogener und abgewinkelter Ausführung erhältlich
- Die endoskopischen Anlegezangen sind für die Größen ML, L und XL erhältlich, können zur problemlosen Reinigung zerlegt werden und reduzieren so das Kontaminationsrisiko.
- Der 360° Drehkopf erleichtert den Zugang und verbessert die Visualisierung
- Die Farbcodierung an den Anlegezangen stimmt mit der Farbe des jeweils zu verwendeten Ligaturclip-Magazins überein

Liga.Works Polymer

Offene Polymer Applikatoren



APPLIKATOR VIOLETT

Artikel-Nr.	Clip-Größe	Beschreibung	Länge mm	Winkel	Menge
APPLIER200L	Large	Offener Applikator für Large Clip	200	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270L	Large	Offener Applikator für Large Clip	270	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270L	Large	Offener Applikator für Large Clip	270	70 Grad	1 Stück/VE



APPLIKATOR GOLD

Artikel-Nr.	Clip-Größe	Beschreibung	Länge mm	Winkel	Menge
APPLIER200XL	X/L	Offener Applikator für X/L Clip	200	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270XL	X/L	Offener Applikator für X/L Clip	270	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270XL	X/L	Offener Applikator für X/L Clip	270	70 Grad	1 Stück/VE



APPLIKATOR BLAU

Artikel-Nr.	Clip-Größe	Beschreibung	Länge mm	Winkel	Menge
APPLIER200M	Medium	Offener Applikator für Medium Clip	200	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270M	Medium	Offener Applikator für Medium Clip	270	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270M	Medium	Offener Applikator für Medium Clip	270	70 Grad	1 Stück/VE



APPLIKATOR GRÜN

Artikel-Nr.	Clip-Größe	Beschreibung	Länge mm	Winkel	Menge
APPLIER200ML	M/L	Offener Applikator für M/L Clip	200	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270ML	M/L	Offener Applikator für M/L Clip	270	0 Grad	1 Stück/VE
APPLIER270ML	M/L	Offener Applikator für M/L Clip	270	70 Grad	1 Stück/VE



Vertrieb Deutschland:

Friedhelm Stagneth e.K.
Moorwiese 10
32549 Bad Oeynhausen

Tel: 05731 - 2 59 03 99
Fax: 05731 - 2 59 03 98
Mobil: 0151 - 61 21 61 00

Mail: buero@veri-med.de
Home: www.veri-med.de

EINZIGARTIGE FEATURES

- Schnelligkeit und Sicherheit in einer Anwendung
- Für die Ligatur von Gefäßen und/oder Gewebestrukturen von 2mm bis 16mm stehen unterschiedliche Clipgrößen zur Verfügung
- Die Clipbank ermöglicht müheloses und präzises Laden und verbessert so die Effizienz des Eingriffes.
- Der Clip rastet hörbar und fühlbar ein
- Die Farbcodierung des Magazins entspricht der Farbcodierung der Zange
- Jedes Magazin enthält 6 Clips
- Ein Spezialklebestreifen am Boden des Magazins ermöglicht es, die jeweils bestmögliche Stelle zur Entnahme der Clips zu wählen
- Die Magazine haften auf jedem beliebigen sterilen Untergrund
- Im Gegensatz zu resorbierbaren Clips können die Ligaturclips im Notfall wieder mit einer speziell entwickelten Entfernungszange entfernt werden
- Die Clips sind aus nicht-leitendem Polymer und sind CT und MRT kompatibel
- Die Clips sind inert, nicht toxisch und röntgenstrahlendurchlässig.



Vertrieb Deutschland:

Friedhelm Stagneth e.K.
Moorwiese 10
32549 Bad Oeynhausen

Tel: 05731 - 2 59 03 99
Fax: 05731 - 2 59 03 98
Mobil: 0151 - 61 21 61 00

Mail: buero@veri-med.de
Home: www.veri-med.de