

Circular Stapler

für den gesamten
Verdauungstrakt

CE 1639



VeriMed[®]
Vertrieb innovativer
Medizintechnik

INNOVATIONEN AUS EUROPA FÜR SIE KONZIPIERT.

CIRCULAR STAPLER FÜR DEN GESAMTEN VERDAUUNGSTRAKT



AUSGEZEICHNETES SKALPELL

Das innen und außen geschliffene Skalpell bietet durch seine außergewöhnliche Schärfe ein exzellentes Schnittergebnis.



TECHNISCHE DETAILS

Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl Klammern	Klammerhöhe	Innenlumen	Menge/Box
CS-17	17 mm weißer Circular Stapler	16	3,8 mm	10,0 mm	3
CS-21	21 mm gelber Circular Stapler	20	4,5 mm	14,0 mm	3
CS-24	24 mm grauer Circular Stapler	18	4,5 mm	15,0 mm	3
CS-26	26 mm roter Circular Stapler	20	4,5 mm	17,0 mm	3
CS-29	29 mm blauer Circular Stapler	24	4,8 mm	20,0 mm	3
CS-32	32 mm grüner Circular Stapler	26	5,0 mm	22,0 mm	3
CS-34	34 mm lila Circular Stapler	28	5,0 mm	24,5 mm	3

Der sterile kreisförmige Stapler findet Anwendung im gesamten Verdauungstrakt für End-zu-End-, End-zu-Seit- und Seit-zu-Seit-Anastomosen.

Der Stapler enthält Titan-Klammern und ermöglicht eine kontrollierte Gewebekompression. Die höhenverstellbaren Klammern ermöglichen Gewebe zwischen 1,0 mm und 2,5 mm Stärke zu verbinden.

EXTRA LANGE SCHUBSTANGE

Die sehr lange Schubstange bietet höchsten Komfort und eine gute Sichtkontrolle bei der Konnektion mit der Andruckplatte.

Die Stahl-Andruckplatte gewährleistet eine korrekte B-Formung der Klammern.



SCHLANKER ZENTRALDORN

Der schlanke, sich langsam konisch vergrößernde Zentralsporn gewährleistet eine schonende und leichte Penetration durch die Darmwand. Ein „Klick“ Ton bestätigt die sichere Konnektion mit der Andruckplatte. Die großvolumige Gewebekammer ermöglicht große, fleischige Geweberringe (Donuts).



EINZIGARTIGE FEATURES

- **Großvolumiges Gewebehaus**
große, fleischige Geweberinge
- **Edelstahlandruckplatte**
Korrekte B-Formung der Klammern
- **Ausgezeichnetes Skalpell**
Beste Schnittergebnisse
- **Schlanker Zentraldorn**
leichte, geschmeidige Penetration durch die Darmwand
- **Flügelmutter**
Sicherer Instrumentenverschluss
- **Höhenindikator**
Korrekte Klammerformung
- **Schwarzes Design**
Reflektionsfreies Arbeiten
- **Speziell angeordnete Klammern**
Bluttrockene und sichere Ergebnisse
- **Europäische Innovationen**
Hoher Qualitätsstandard



Vertrieb Deutschland:

VeriMed[®]

Vertrieb innovativer
Medizintechnik

Friedhelm Stagneth e.K.
Moorwiese 10
32549 Bad Oeynhausen

Tel: 05731 - 2 59 03 99

Fax: 05731 - 2 59 03 98

Mobil: 0151 - 61 21 61 00

Mail: buero@veri-med.de

Home: www.veri-med.de