

Die neue Generation  
reißfester Bergebeutel

# Master Bag & ECO Bag

CE 1639

**VeriMed**<sup>®</sup>  
Vertrieb innovativer  
Medizintechnik

INNOVATIONEN AUS EUROPA FÜR SIE KONZIPIERT.

# MASTER BAG ECO BAG

## ECO BAG



Die sterilen Einmal-Bergebeutel, Master Bags, eignen sich zur Bergung unterschiedlicher Resektate, bei laparoskopischen Eingriffen. Die Master Bags sind sehr einfach in der Handhabung und lassen sich beliebig oft öffnen und schließen, um mehrere Gewebeproben im Beutel zu sammeln. Der in der Einführhülle befindliche Beutel lässt sich durch Betätigung der Schubstange automatisch öffnen. Dadurch wird ein einfaches Einführen der Gewebe gewährleistet. Durch Zug am Faden kann der Beutel vollständig verschlossen werden.

Die Eco-Beutel bestehen aus dem gleichen, nahezu unzerstörbaren Material, wie die Master-Bags. Sie können sehr einfach mit einer Faszange appliziert werden und öffnen sich selbstständig. Durch die Verschlusskordel lassen sich die Beutel sicher verschließen, sowie sehr einfach aus dem Bauchraum entfernen.

## TECHNISCHE DETAILS

Art.-Nr.	Beschreibung	D / L mm	Trokar mm	V ml	VE
EMP 100	Master Bag	65 x 150	10	300	10
EMP 140	Master Bag	110 x 200	12	400	10
EMP 200	Master Bag	200 x 260	15	1500	10
ECO 80	ECO Bag	70 x 145	10	150	20
ECO 140	ECO Bag	100 x 200	10	380	20
ECO 200	ECO Bag	200 x 260	15	1500	10



Friedhelm Stagneth e.K.  
Moorwiese 10  
32549 Bad Oeynhausen

Tel: 05731 - 2 59 03 99  
Fax: 05731 - 2 59 03 98  
Mobil: 0151 - 61 21 61 00

Mail: buero@veri-med.de  
Home: www.veri-med.de



LocaMed Ltd  
ISO 9001: 2008  
ISO 13485: 2003  
EN ISO 13485: 2012