

NEU im Sortiment

Appendektomie-Kit

made by  **REACH SURGICAL**

- **Schnelle Verfügbarkeit**
durch regionale Lagerung
- **Bestes Preis-/Leistungs-Verhältnis** im Markt
- **Volle Kompatibilität** mit vorhandenen Klammernahtinstrumenten*
- **Jahrzehntelange Erfahrung** mit Klammernähten
- **Hohe Sicherheit** durch dritte Klammernaht und 45 mm Klammermagazine

* z. B. Medtronic



NEU!

 **VeriMed**[®]
Vertrieb innovativer
Medizintechnik

NEU IM SORTIMENT APPENDEKTOMIE-KIT

MAGAZINE



ENDO SRC MAGAZINE

Art.-Nr.	Farbe	Gewebe	Klammerhöhe offen (mm)	Klammerhöhe geschlossen (mm)	Menge an Klammern	Klammerreihen	VE
ENDO SRC 4525L	White	Vascular/Thin	2,5	1,0	66	6	6
ENDO SRC 6025L	White	Vascular/Thin	2,5	1,0	90	6	6
ENDO SRC 4535L	Blue	Regular	3,5	1,5	66	6	6
ENDO SRC 6035L	Blue	Regular	3,5	1,5	90	6	6
ENDO SRC 6040L	Gold	Regular/Thick	4,0	1,75	90	6	6
ENDO SRC 4548L	Green	Thick	4,8	2,0	66	6	6
ENDO SRC 6048L	Green	Thick	4,8	2,0	90	6	6

* L: Straight

ENDO SRC HANDGRIFF

Art.-Nr.	Schaftlänge (mm)	Max. Heftung	VE
ENDO SRC S	65	25	3
ENDO SRC	155	25	3
ENDO SRC L	255	25	3



Friedhelm Stagneth e.K.
Moorwiese 10
32549 Bad Oeynhausen

Tel: 05731 - 2 59 03 99
Fax: 05731 - 2 59 03 98
Mobil: 0151 - 61 21 61 00

Mail: buero@veri-med.de
Home: www.veri-med.de



LocaMed Ltd
ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003
EN ISO 13485: 2012