

# APPENDEKTOMIE KIT ABWINKELBAR



- Schnellste Verfügbarkeit
- 45mm Magazine - blau oder weiß
- Hohe Sicherheit durch dritte Klammernahtreihe
- Volle Kompatibilität mit vorhandenen Klammernaht - Instrumenten



**VeriMed**<sup>®</sup>  
Vertrieb innovativer  
Medizintechnik

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FÜR APPENDEKTOMIE KIT ABWINKELBAR



- Jetzt im Sortiment
- Appendektomie Kit
- inklusive Magazin
- 45mm weiß oder blau



ABWINKELBAR

Art.-Nr.	Farbcode	Gewebetyp	Offene Klammerhöhe (mm)	Geschlossene Klammerhöhe (mm)	Anzahl Klammern	Klammer Reihen	VE
APP-4525R	● Weiß	Gefäß/Dünn	2,5	1,0	66	6	6
APP-4535R	● Blau	Normal	3,5	1,5	66	6	6
APP-3025R	● Weiß	Gefäß/Dünn	2,5	1,0	44	6	6
APP-3035R	● Blau	Normal	3,5	1,5	44	6	6

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FÜR APPENDEKTOMIE KIT UND 12MM TROKAR



- Jetzt im Sortiment
- Appendektomie Kit
- inklusive Magazin und 12mm Trokar
- 45mm weiß oder blau



ABWINKELBAR +  
12MM TROKAR

Art.-Nr.	Farbcode	Gewebetyp	Offene Klammerhöhe (mm)	Geschlossene Klammerhöhe (mm)	Anzahl Klammern	Klammer Reihen	VE
APP-4525RT	● Weiß	Gefäß/Dünn	2,5	1,0	66	6	6
APP-4535RT	● Blau	Normal	3,5	1,5	66	6	6
APP-3025RT	● Weiß	Gefäß/Dünn	2,5	1,0	44	6	6
APP-3035RT	● Blau	Normal	3,5	1,5	44	6	6

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FÜR APPENDEKTOMIE KIT KINDER

## HANDGRIFF SHORT 60MM



- Jetzt neu im Sortiment
- Appendektomie-Short-Kit Kinder
- inklusive Magazin
- 30mm weiß oder blau
- Bestes Handling bei Kinder Appendektomien
- Schnellste Verfügbarkeit
- Volle Kompatibilität mit vorhandenen Klammernaht – Instrumenten
- Hohe Sicherheit durch dritte Klammernahtreihe



## STRAIGHT

Art.-Nr.	Farbcode	Gewebetyp	Offene Klammerhöhe (mm)	Geschlossene Klammerhöhe (mm)	Anzahl Klammern	Klammer Reihen	VE
APP-3025	● Weiß	Gefäß/Dünn	2,5	1,0	44	6	6
APP-3035	● Blau	Normal	3,5	1,5	44	6	6